

## TECNOPHARMA ITALIA S.R.L.

[www.tecnopharma.net](http://www.tecnopharma.net) / [benglove.genova@gmail.com](mailto:benglove.genova@gmail.com)



**Il test rapido in immunocromatografia con oro colloidale  
incluso nell'elenco del JRC**

**FACILE.** Non necessita di alcun equipaggiamento o preparazione tecnica speciale.

**RAPIDO.** Solo 15 minuti di attesa.

**DUTTILE.** Utilizzabile da tampone Nasale, Nasofaringeo e Orofaringeo.

Buona correlazione con la RT-PCR.

Conservazione a T.A.

Sensibilità: 98,02% Accuratezza: 98,80%

Test antigenici: quelli Validi !!!

In Italia, i Laboratori Analisi, al fine di rilasciare referto valido a produrre il Green Pass, devono eseguire i Tamponi Antigenici per il COVID, utilizzando i prodotti autorizzati dalla Commissione Europea. La Commissione Europea ha predisposto il [JRC COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database](#), in cui sono elencati una serie di prodotti ,(divisi per categoria metodologica) autorizzati, in base alla loro comprovata valenza scientifica, dal Comitato per la Sicurezza Sanitaria (HSC).

Come eseguire la ricerca, controlla se il test che stai usando è valido per  
l'emissione del **GREEN PASS**

Clicca su: [JRC COVID-19 In vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database](#) Quindi Cliccando su [All Rapid antigen test in HSC common list](#) e cercando il nome "**HUBEI**", otterrà il link alla scheda contenente tutte le specifiche. La scheda è inoltre completata con i riferimenti alla letteratura scientifica.

Il codice nella lista JRC è 1759